



Maße der Varomed-Leisten

Größenbestimmung:

Es handelt sich um die Nettomaße. Also Fuß an der längsten Stelle messen, ca. 0,5 - 0,7 cm zugeben und die nächst größere Länge in der Tabelle, Spalte a, heraussuchen.

- a: max. Länge der Brandsohle
- b: max. Breite
- Brandsohle/Vorfuß
- c: max. Breite Brandsohle/Ferse
- d: Zehenhöhe
- e: untere Ristweite (Ballenmaß)
- f: obere Ristweite (Spannmaß)



Form 58: Maße in mm

| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a | 231 | 238 | 245 | 251 | 258 | 265 | 271 | 278 | 285 | 291 | 298 | 310 |
| b | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 107 |
| c | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 77 |
| d | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,5 |
| e | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 |
| f | 255 | 259 | 263 | 267 | 271 | 275 | 279 | 283 | 287 | 291 | 295 | 303 |

Form 60: Maße in mm

| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| a | 239 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 279 | 286 | 293 | 299 | 306 | 313 |
| b | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
| c | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| d | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| e | 251 | 256 | 261 | 266 | 271 | 276 | 281 | 286 | 291 | 296 | 301 | 306 |
| f | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 282 | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |

| Form 60 Modelle in XXL: Maße in mm | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| a | 239 | 246 | 253 | 259 | 266 | 273 | 279 | 286 | 293 | 299 | 306 | 313 |
| b | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 |
| c | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
| d | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 33 |
| e | 270 | 275 | 279 | 284 | 288 | 293 | 297 | 302 | 307 | 311 | 315 | 319 |
| f | 280 | 285 | 289 | 294 | 298 | 303 | 307 | 312 | 317 | 321 | 325 | 329 |

| Form 75, Herrenlederschuhe: Maße in mm | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Größe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| a | 268 | 275 | 281 | 288 | 295 | 301 | 308 | 315 |
| b | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| c | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
| d | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
| e | 274 | 279 | 284 | 289 | 294 | 299 | 304 | 309 |
| f | 278 | 282 | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |

| Form 76, Damenlederschuhe: Maße in mm | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| a | 242 | 249 | 256 | 262 | 269 | 276 | 282 |
| b | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 |
| c | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| d | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| e | 257 | 262 | 267 | 272 | 277 | 282 | 287 |
| f | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 |

Müssen Sie Einlagen für Varomedische Schuhe anfertigen ?

Wir schicken Ihnen gerne kostenfrei die Brandsohlenschablonen zu!